

Solide | Esthétique | Dépose facile

# symetri™

CLEAR

Des plots plus robustes pour supporter les forces importantes exercées lors de la correction du torque†

Des bords lisses et arrondis :  
- pour plus de confort  
- pour plus de discrétion (réfléchissent moins la lumière).

Les bords du slot sont arrondis afin de réduire l'encochage de l'arc et faciliter le glissement de celui-ci.

Une base anatomique adaptée au profil de chaque dent.

Un profil réduit

L'espace important sous les plots permet la mise en place aisée d'une double ligature acier.

L'indicateur visuel axial aide à positionner et aligner le bracket avec précision.



Forces minimales grâce à notre pince brevetée, pour une dépose en un tour de main sans briser le bracket



Contours arrondis et lisses pour plus de confort et de discrétion



La signature Ormco : une surface de base mordancée au laser avec précision, pour un collage et une dépose efficaces.



# symetri™ CLEAR

Conçu avec des dimensions in/out optimales, en parfaite adéquation avec la prescription McLaughlin, Bennett et Trevisi\*.

Spécificité Ormco : bracket de latérale à épaisseur réduite qui permet d'aligner plus facilement le bord incisif des latérales avec celui des centrales.

\*N'y suppose aucun engagement

Dent	Torque	Ang.	Rot.	Références			
<b>ARCADE MAXILLAIRE</b>				.018 gauche	.018 droite	.022 gauche	.022 droite
Centrale	+17°	4°	0°	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Latérale	+10°	8°	0°	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Latérale - Option in/out	+10°	8°	0°	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Canine	0°	8°	0°	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Canine - Crochet	0°	8°	0°	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Prémolaires	-7°	0°	0°	418-1510		419-1510	
Prémolaires - Crochet	-7°	0°	0°	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
<b>ARCADE MANDIBULAIRE</b>				.018 gauche	.018 droite	.022 gauche	.022 droite
Antérieures		-6°	-6°	418-1010		419-1010	
Canine		0°	0°	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Canine - Crochet		0°	0°	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1 <sup>ère</sup> prémolaire		-12°	-12°	418-1610		419-1610	
1 <sup>ère</sup> prémolaire - Crochet		-12°	-12°	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2 <sup>ème</sup> prémolaire		-17°	-17°	418-1710		419-1710	
2 <sup>ème</sup> prémolaire - Crochet		-17°	-17°	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

KITS INDIVIDUELS POUR PATIENT	.018	.022
Symetri Clear 5-5 Sup/Inf avec crochets sur 3-4-5	746-2101	746-2201
Symetri Clear 3-3 Sup/Inf avec crochets sur 3	746-2102	746-2202
Symetri Clear 5-5 Sup avec crochets sur 3-4-5	746-2103	746-2203
Symetri Clear 5-5 Sup avec crochets sur 3	746-2104	746-2204
Symetri Clear 4-4 Sup avec crochets sur 3-4	746-2105	746-2205
Symetri Clear 3-3 Sup avec crochets sur 3	746-2106	746-2206



PINCE DE DÉPOSE SYMETRI CLEAR

866-4025

TYPODONT SYMETRI CLEAR

717-0021

**Ormco France SAS - Immeuble Cap de Seine, 3<sup>ème</sup> étage**  
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY SUR SEINE

Le bracket Symetri est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE0086 BSI - Classe II A. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

Réf.: 762-6530 - Mai 2018 - Medios Trade

**Ormco™**  
Your Practice. Our Priority.