

MINI-TWIN™

Los brackets metálicos Mini-Twin aportan todas las ventajas de un bracket gemelar grande con un diseño romboide un 30 por ciento más pequeño que un gemelar estándar, resultando así más cómodo y estético. El bracket Mini-Twin le proporcionará el control que necesita para obtener siempre unos resultados excelentes



- Los brackets Mini-Gemelos tienen bases malladas con el sistema de alta retención Ultra-Lock tanto en los premolares superiores como inferiores, lo que incrementa la superficie de adhesión y reduce al mínimo los fallos de cementado.
- Superficie amplia bajo las aletas para un ligado fácil.
- Marca de la línea media vertical para alinear el bracket con el eje longitudinal de la corona, lo que simplifica la colocación precisa del bracket.
- Existe la opción de ranura vertical.
- Disponible en prescripciones Andrews y Roth* , totalmente intercambiables con cualquier otro aparato de arco recto.
- Opciones tales como ganchos/no ganchos, offsets gingivales en los premolares, super torque en los anterosuperiores y sets quirúrgicos.
- Identificación mediante código en aletas distogingivales para facilitar la identificación del bracket.

Contacte con su comercial de Ormco para hacer su pedido

Ormco Europe B.V.
Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort,
Los Países Bajos

www.ormco.es

MINI-TWIN

Diente	Torque	Ang.	Rot.	Tipo de Bracket	Referencia			
					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Maxilar								
Central	+17°	+5°	0°	Gemelo	328-0141	328-0140	329-0141	329-0140
Central	+12°	+5°	0°	Gemelo	328-0111	328-0110	329-0111	329-0110
Central	+7°	+5°	0°	Gemelo	328-0121	328-0120	329-0121	329-0120
Lateral	+3°	+9°	0°	Gemelo	328-0221	328-0220	329-0221	329-0220
Lateral	+8°	+9°	0°	Gemelo	328-0211	328-0210	329-0211	329-0210
Lateral	+10°	+9°	0°	Gemelo	328-0241	328-0240	329-0241	329-0240
Lateral – gancho	+3°	+9°	0°	Gemelo	328-1221	328-1220		
Canino	-7°	+11°	0°	Gemelo	328-0321	328-0320	329-0321	329-0320
Canino	-2°	+9°	4°	Gemelo			329-0351	329-0350
Canino	-2°	+13°	4°	Gemelo			329-0313	329-0312
Canino – gancho	-7°	+11°	0°	Gemelo	328-1321	328-1320	329-1321	329-1320
Canino – gancho	-2°	+9°	4°	Gemelo	328-1351	328-1350	329-1351	329-1350
Canino – gancho	-2°	0°	4°	Gemelo	328-1317	328-1316		
Canino – gancho	-2°	+13°	4°	Gemelo, radio largo			329-1311	329-1310
Canino – gancho	-2°	+13°	4°	Gemelo	328-1313	328-1312	329-1313	329-1312
Canino – gancho	0°	+6°	0°	Gemelo	328-1331	328-1330	329-1331	329-1330
Canino – gancho	+3°	+9°	4°	Gemelo			329-1341	329-1340
Premolar	-7°	0°	2°	Gemelo	428-0511	428-0510	429-0511	429-0510
Premolar	-7°	0°	0°	Gemelo	428-0521	428-0520	429-0521	429-0520
Premolar	-7°	0°	0°	Gemelo, G/O	428-0571	428-0570	429-0571	429-0570
Premolar	-7°	0°	2°	Gemelo, G/O	428-0575	428-0574	429-0575	429-0574
Premolar – gancho	-7°	0°	2°	Gemelo	428-1511	428-1510	429-1511	429-1510
Premolar – gancho	-7°	0°	0°	Gemelo	428-1521	428-1520	429-1521	429-1520
Premolar – gancho	-7°	0°	0°	Gemelo, G/O	428-1571	428-1570	429-1571	429-1570
Premolar – gancho	-7°	0°	2°	Gemelo, G/O			429-1573	429-1572
Premolar – gancho	-7°	0°	2°	Gemelo, M/G gancho			429-2511	429-2510
Premolar – gancho	-7°	0°	0°	Gemelo, M/G gancho	428-2521	428-2520		

Todos los ganchos son distingüivales a no ser que se indique lo contrario.

Diente	Torque	Ang.	Rot.	Tipo de Bracket	Referencia			
					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Mandibular								
Anterior	-1°	0°	0°	Gemelo	328-0021	328-0020	329-0021	329-0020
Anterior – gancho	-1°	0°	0°	Gemelo	328-1021	328-1020		
Canino	-11°	+5°	0°	Gemelo	328-0421	328-0420	329-0421	329-0420
Canino	-11°	+7°	2°	Gemelo			329-0411	329-0410
Canino – gancho	-11°	+5°	0°	Gemelo	328-1421	328-1420	329-1421	329-1420
Canino – gancho	-11°	+7°	2°	Gemelo	328-1411	328-1410	329-1411	329-1410
Canino – gancho	0°	+5°	0°	Gemelo	328-1431	328-1430	329-1431	329-1430
1er Premolar	-17°	0°	4°	Gemelo	428-0611	428-0610	429-0611	429-0610
1er Premolar	-17°	0°	0°	Gemelo	428-0621	428-0620	429-0621	429-0620
1er Premolar	-17°	0°	0°	Gemelo, G/O	428-0671	428-0672	429-0671	429-0674
1er Premolar	-17°	0°	4°	Gemelo, G/O			429-0673	429-0672
1er Premolar – gancho	-17°	0°	4°	Gemelo	428-1611	428-1610	429-1611	429-1610
1er Premolar – gancho	-17°	0°	0°	Gemelo	428-1621	428-1620	429-1621	429-1620
1er Premolar – gancho	-17°	0°	0°	Gemelo, G/O			429-1671	429-1670
1er Premolar – gancho	-17°	0°	4°	Gemelo, G/O	428-1673	428-1672	429-1673	429-1672
1er Premolar – gancho	-17°	0°	4°	Gemelo, M/G gancho			429-2611	429-2610
2° Premolar	-22°	0°	4°	Gemelo	428-0711	428-0710	429-0711	429-0710
2° Premolar	-22°	0°	0°	Gemelo	428-0721	428-0720	429-0721	429-0720
2° Premolar	-22°	0°	4°	Gemelo, G/O	428-0771	428-0770	429-0771	429-0770
2° Premolar	-22°	0°	0°	Gemelo, G/O	428-0773	428-0772	429-0773	429-0772
2° Premolar – gancho	-22°	0°	4°	Gemelo	428-1711	428-1710	429-1711	429-1710
2° Premolar – gancho	-22°	0°	0°	Gemelo	428-1721	428-1720	429-1721	429-1720
2° Premolar – gancho	-22°	0°	0°	Gemelo, G/O			429-1771	429-1770
2° Premolar – gancho	-22°	0°	4°	Gemelo, G/O			429-1773	429-1772
2° Premolar – gancho	-22°	0°	4°	Gemelo, M/G gancho			429-2711	429-2710

Todos los ganchos son distingüivales a no ser que se indique lo contrario.